


glogon 客户端安装步骤


1. 登录预约系统，选择文件系统→public，



2. 根据您电脑操作系统的语言版本选择相应语言的安装包版本：



中文系统请下载有 zh 标识的，英文系统请下载有 en 标识的安装包，下载后按提示操作进行即可。安装成功后会显示一个选择打开文件的窗口（如下图所示），此时可以先将这个窗口放在一边。




3.在仪器目录找到需要控制的那台仪器，点击修改


4. 点击使用设置→选择电脑登陆→（重新）生成验证码→点击更新。



点击更新之后，在生成验证码左边会出现一个按钮，点击下载授权文件，



此时会生成一个[仪器名称].eqs 格式的文件，如图将文件保存至桌面，然后用第 3 步中打开文件的对话框打开刚刚下载的文件，如下图所示。



如果安装成功，此时电脑会跳转至客户端登录界面，此时您可用您的账号登陆，便可以正常使用了。